

重要なお知らせ（リコール情報）

ブリヂストン化成株式会社

発煙・発火に至る恐れがあります。

～「家庭用温熱・電位治療器（敷布団）」の回収を実施中です～

弊社が 1987 年から 1998 年まで販売いたしました「家庭用温熱・電位治療器（敷布団）」（下記対象製品の表をご参照ください）におきましては、治療器本体の発熱体にシワ（ずれ）が生じて異常発熱し、発煙・発火に至る恐れが判明しましたので、2010 年 4 月より製品回収を実施させて頂いております。回収は、皆様のご協力によりまして進んでおりますが、現在も継続実施中です。

ご使用を続けられますと発煙・発火に至る恐れがあり、痛ましい事故を招くケースも十分に考えられますので、事故を未然に防止するために、あらためてご案内申し上げます。

今一度、該当製品をお使い頂いていないかをご確認頂くとともに、お知り合いの方に同様の製品をお使いの方がおられましたら、この「重要なお知らせ」をお伝え頂きたく、お願い申し上げます。

お客様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを、心より深くお詫び申し上げますとともに、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. お問い合わせ窓口

温熱電位治療器専用コールセンター（フリーダイヤル）

0 1 2 0 - 5 5 7 - 9 9 8

受付時間：午前 9 時～午後 5 時（平日のみ）

※電話番号はお掛け間違いのないようお願い致します。

※2019 年 4 月 26 日(金)～2019 年 5 月 6 日(月)は GW 休暇となります。

※2019 年 8 月 8 日(木)～2019 年 8 月 18 日(日)は夏季休暇となります。

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当対象製品に関するご連絡などの目的以外には使用いたしません。

2. 対象製品名及び製造会社，販売会社，販売時期

※製造会社は現存していません

対象製品名	販売会社	販売時期
BLさわやかヘルシー	ブリヂストン化成品(株) 【販売当時の会社名】 ・ブリヂストンリビング九州販売(株) ・ブリヂストンリビング中四国販売(株)	1987年～1994年
BLさわやかヘルシーDX		
BLさわやかヘルシーロイヤル		
さわやかヘルシー		
スマイルヘルシー		
スマイルヘルシーDX		
モアヘルス		
ヘルシーエース		
マイルドヘルス		
バランス	ブリヂストン化成品(株) 【販売当時の会社名】 ・ブリヂストンリビング東日本販売(株)	1992年～1998年

3. 対象製品名及び医療用具承認番号

対象製品名	医療用具 承認番号	
	シングル	ダブル
BLさわやかヘルシー	61B第592号 01B第0872号	63B第722号
BLさわやかヘルシーDX	01B第0872号 02B第1062号	01B第0874号 02B第1157号
BLさわやかヘルシーロイヤル	02B第1062号	02B第1157号
さわやかヘルシー	61B第592号 01B第0872号 02B第1062号	63B第722号 01B第0874号 02B第1157号
スマイルヘルシー	61B第592号 01B第0872号	63B第722号 01B第0873号
スマイルヘルシーDX	02B第1062号	02B第1157号
モアヘルス	01B第0872号	01B第0873号
ヘルシーエース	02B第1062号	02B第1157号
マイルドヘルス	02B第1062号	02B第1157号
バランス	04B第0298号	04B第0299号

4. 対象製品のご確認方法

製品名と医療用具承認番号でご確認下さい。

※下記の写真はBLさわやかヘルシー、バランスの例で、他の製品も同じ箇所に製品名と医療用具承認番号の記載があります。

【BLさわやかヘルシー】



治療器（布団）角部の樹脂製コントローラー
接続部表側に製品名と医療用具承認番号の
記載があります。

写真の例は

- ・ 製品名
BLさわやかヘルシー
- ・ 医療用具承認番号
01B第0872号



コントローラーの表側に製品名の記載が
あります。

写真の例は

- ・ 製品名
BLさわやかヘルシー

【バランス】



治療器（布団）角部の樹脂製コントローラー
接続部表側に製品名と医療用具承認番号の
記載があります。

写真の例は

- ・ 製品名
バランス
- ・ 医療用具承認番号
04B第0298号



コントローラーの表側に製品名の記載が
あります。

写真の例は

- ・ 製品名
バランス